

medyglōbal
glōbal
threads
Hilos Efecto Lifting



ō
SUPER TORNADO

ESTIMULACIÓN DE COLÁGENO

Fabricado con sutura de polidioxanona bioabsorbible, este hilo monofilamento densamente enrollado en toda la longitud de la aguja está especialmente diseñado y desarrollado para realizar estructuras de malla en el cuello, la cara y el cuerpo. Todos los Super Tornos son de aguja afilada.

Sharp Needle



29G 25mm [1"] 6-0



27G 38mm [1 1/2"] 5-0



27G 50mm [2"] 5-0



26G 60mm [2 1/2"] 5-0



23G 90mm [3 1/2"] 3-0


HÍBRIDOS

ESTIMULACIÓN DE COLÁGENO Y REPOSICIÓN DE TEJIDOS

Los hilos híbridos PDO combinan las ventajas y características de los hilos Super Tornado y ScrewCog en un solo hilo. Este diseño único de nuestro híbrido permite usos y aplicaciones muy específicos y cada tipo de hilos se crea para un único propósito.

Sharp Needle



LType



Mesh



Montados sobre cánula de 19G, con dos tamaños de 38mm y 60mm, se caracteriza por ser de 8 hilos de 5.0 entrelazados entre si en espiral, creando una malla de hilos, con lo que aportariamos una mayor estimulación de la zona a tratar. Indicado para zonas con arrugas profundas tales como surco nasogeniano y arrugas de la frente.



19G 38mm 8 hilos 5-0 LType




19G 60mm 8 hilos 5-0 LType

Rhino



Hilo de grosor 1.0 con un sistema novedoso de espículas lineales y bidireccional, montado sobre una cánula de 19G de 38 y 50mm respectivamente, con cánula L-type. Indicado para el levantamiento de la punta de la nariz sutilmente, alinear el dorso de la nariz, aproximar las alas nasales, reduciendo sus cotas y haciendo éstas más cortas, todo ello sin cortes.



19G 38mm 1-0



19G 50mm 1-0


SCREWCOG

REPOSICIÓN DE TEJIDOS

El conocido ScrewCog combinado con nuestra tecnología única forma una combinación perfecta para obtener los mejores resultados en cada uso. Cada tipo de cánula está indicada para tratar diferentes afecciones, lo que convierte a ScrewCog en un producto altamente competitivo.

Sharp Needle



LType




Blunt



Soft Tunnel



Hilo bidireccional de grosor 2,0 montada en una cánula 21G, 60 mm de longitud. La forma en L de la cánula facilita la separación de la piel y los tejidos en lugar de cortarla, minimizando la inflamación y los hematomas. Indicado para zonas pequeñas como contorno de ojos, cejas y mejillas pequeñas.



21G 60mm 2-0

Soft Tunnel



Hilo bidireccional de grosor 2,0 montada en una cánula 21G, 90 mm de longitud. La forma en L de la cánula facilita la separación de la piel y los tejidos en lugar de cortarlos, minimizando la inflamación y los hematomas. Indicado para tejidos semigruesos.



21G 90mm 2-0





SCREWCOG

REPOSICIÓN DE TEJIDOS

Brown Rope



Hilo bidireccional de 1,0 de grosor montado en una cánula roma de 19G, 100 mm de longitud. La cánula roma facilitará la separación de la piel y los tejidos, minimizando la inflamación y los hematomas. Indicado para zonas grandes y tejidos gruesos.



19G 100mm 1-0

Box



Hilo bidireccional de grosor 3 montado sobre una cánula de punta roma de 18G, 100 mm de longitud, fabricado con Ultrasound Technology®. Su diseño tiene una inclinación que nos permite realizar un anclaje más severo a nivel de tejidos más pesados. Cánula muy segura y eficaz, sin riesgo de hematomas, con un post-tratamiento sin apenas molestias. Indicada para grandes superficies (uso corporal) y zonas de tejidos pesados.



18G 100mm 3


◀ HARPOON ▶
PDO BY MEDYGLOBAL
REPOSICIÓN DE TEJIDOS

18G - 19G

Harpoon Mini Short



Hilo Harpoon moldeado bidireccional de 1,0 de grosor montado en una cánula de 19G y 60 mm de longitud. La cánula en forma de LType es una cánula muy eficaz y potente que ayuda a minimizar los hematomas y la inflamación. Indicada para zonas pequeñas con tejido pesado y personas con piel muy sensible.




19G 60mm 1-0

Harpoon Mini



Hilo Harpoon moldeado bidireccional de 1,0 de grosor montado en una cánula 19G, 100 mm de longitud. La cánula en forma de LType es una cánula muy eficaz y potente que ayuda a minimizar los hematomas y la inflamación. Indicada para zonas de tejidos pesados y personas con piel muy sensible.




19G 100mm 1-0

Harpoon Pink 60



Hilo Harpoon moldeado bidireccional de 1,0 de grosor montado en una cánula de 18G y 60 mm de longitud. La cánula en forma de LType es una cánula muy eficaz y potente que ayuda a minimizar los hematomas y la inflamación. Indicada para zonas de tejidos pesados y personas con piel muy sensible.



18G 60mm 1-0

Harpoon Pink 80



Hilo Harpoon moldeado bidireccional de 1,0 de grosor montado en una cánula 19G, 80 mm de longitud. La cánula en forma de LType es una cánula muy eficaz y potente que ayuda a minimizar los hematomas y la inflamación. Indicada para zonas de tejidos pesados y personas con piel muy sensible.




18G 80mm 1-0

Harpoon Pink 100



Hilo Harpoon moldeado bidireccional de 1,0 de grosor montado en una cánula de 18G y 100 mm de longitud. La cánula en forma de LType es una cánula muy eficaz y potente que ayuda a minimizar los hematomas y la inflamación. Indicada para zonas de tejido medio de la cara y personas con piel muy sensible.



18G 100mm 1-0



www.medyglobal.com

medyglōbal

Solutions for aesthetic
and dermatological medicine

